



# REMOVEDOR PARA CORONAS Y PUENTES RICHWIL\* INSTRUCCIONES PARA SU USO



## EXPLICACION:

Los Removedores para Coronas y Puentes Richwil se usan para la remoción de coronas, puentes e incrustaciones sin taladrar, cortar, forzar márgenes o usar fuerza de percusión.

Los Removedores han probado ser muy útiles para remover restauraciones dentales que han sido cementadas temporal o permanentemente. La remoción ocurre en una línea de fuerza que es perpendicular al largo eje axial del diente.

El éxito depende de la cooperación del paciente y el acondicionado apropiado del Removedor. Debido a las fuertes propiedades adhesivas de los Removedores, el paciente debe ser informado sobre lo que usted está haciendo y la fuerza adhesiva que ellos deben de rendir en el proceso.

## EL PACIENTE DEBE:

1. Cerrar y comprimir el Removedor. 2. Mantener una firme y constante presión contra el Removedor. 3. Abrir la boca con un movimiento RAPIDO Y FUERTE. Es mejor que usted le demuestre este movimiento con su boca.

Para máxima efectividad, los Removedores deben tener una ligera compresión cuando usted los presione FUERTEMENTE con los dedos. Para acondicionar los Removedores, coloque el paquete de celofán sellado en agua caliente por unos cuantos minutos. El tiempo de exposición para obtener la consistencia deseada variará.

Cuando se hace remoción de restauraciones cementadas permanentemente, repetidos intentos podrán ser necesarios para efectuar la remoción, dependiendo de la cooperación del paciente, ajuste de la restauración y tipo de cemento usado. Un nuevo Removedor debe de ser usado en cada intento.

Los removedores no son tóxicos y son digeribles.

## REMOCION DE CORONAS:

1. Después de acondicionar un Removedor, amarre la punta de un hilo dental de aproximadamente 18 pulgadas de largo alrededor del centro. A pesar que el Removedor y la restauración estarán normalmente fijadas al diente opuesto, esta técnica es ofrecida como una extra precaución de seguridad para evitar ingestión o aspiración en caso que el Removedor se separe del diente opuesto antes que usted lo remueva de la boca.

2. Coloque el Removedor en agua caliente por unos cuantos segundos. Retire el exceso de humedad pero NO LO SEQUE. Coloque el Removedor en la corona con una firme presión del dedo hasta que se adhiera a la superficie, o colóquelo con un explorador, aplicador de Dycal o un instrumento semejante.
3. Indíquelo al paciente que cierre la boca contra el Removedor. Aplicación POSTERIOR - instruya al paciente a que cierre la boca en céntrica. Aplicación ANTERIOR - instruya al paciente que cierre la boca borde con borde. Cuando el Removedor ha sido comprimido en dos tercios de su tamaño, dígame al paciente que mantenga una constante presión no comprimida contra el Removedor por aproximadamente ocho a diez segundos (Fig 1).
4. Instruya al paciente a que abra la boca en la manera descrita arriba. Con buena cooperación del paciente, la corona será removida y se quedará pegada al Removedor y al diente opuesto. Agarre el Removedor y la corona con una gaza de 2 x 2 y remuevala (Fig 2).

## REMOCION DE PUENTES:

1. Siga el mismo procedimiento de las coronas, colocando un Removedor en cada corona de anclaje del puente (Fig 3 y 4). En casos donde la adhesividad del cemento de un anclaje se ha perdido completamente, usted puede escoger el uso de Removedores solamente sobre las coronas fuertemente adheridas. El juicio profesional es necesario en cada caso.

## REMOCION DE INCRUSTACIONES:

1. Acondicione un Removedor y córtelo a la mitad.
2. Siga el mismo procedimiento al igual que las coronas.

## PRECAUCIONES:

Los Removedores para Coronas y Puentes Richwil deben de ser usados con cabal evaluación profesional y juicio. Debido a las fuertes propiedades adhesivas de los Removedores, la integridad del diente opuesto y restauración deben ser cuidadosamente evaluadas cuando se atente remover restauraciones permanentemente cementadas.

Patente 4,189,838

